

MediMix^{plus}

Prozessorgesteuerte 6-fach Dosierpumpe
Processor-controlled six-way compounder



www.medi-mix.com



support@imf.de
Tel.: +49(0)2351/550688
Verkauf / Sales
Tel.: +49(0)2351/550610

IMF
IMPROMEDIFORM GmbH

MediMix^{plus}[®]

Prozessorgesteuerte Dosierpumpe
zur Herstellung von
Mischinfusionslösungen
im geschlossenen System

- o Hohe Abfüllgeschwindigkeit bis 200 ml pro Minute und Kanal
- o Optionale Anbindung an gängige Medikamenten-Management Systeme
- o Einfache intuitive Bedienung mit abgesetztem Bedienteil
- o Optionale Verwendbarkeit für die rationelle mehrfach Spritzenbefüllung
- o Überall einsatzfähig, wo Flüssigkeiten schnell und genau gemischt, umgefüllt oder abgefüllt werden müssen.

Zulässige Toleranz der Abfüllmenge

Spritzenart	>0,2 ml	>0,5 ml	>1 ml	>2 ml	>5 ml	>10 ml
10ml	*	5%	3%	1%	1%	1%
20ml			5%	3%	1%	1%
50ml					3%	1%

* Unsere MediMix multi[®], midi[®], plus[®] und four[®] Pumpen haben ein Förder-
volumen ab 0,2 ml und eine mittlere Abweichung von ± 0.04 ml.
Diese Resultate können nur mit Original IMF Einwegprodukten erzielt werden.
Für mehr Informationen, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.

Processor-controlled compounder
for the production
of mixed infusion solutions
in a closed system

- o High filling speed, up to 200 ml per minute and channel
- o Optional link to drug management systems
- o Simple, intuitive operation with separate control panel
- o Optionally usable for efficient multiple syringe filling
- o Applicable wherever liquids need to be mixed, transferred or filled quickly and accurately.

Admissible tolerance of filling quantity

Syringe type	>0,2 ml	>0,5 ml	>1 ml	>2 ml	>5 ml	>10 ml
10ml	*	5%	3%	1%	1%	1%
20ml			5%	3%	1%	1%
50ml					3%	1%

* Our MediMix multi[®], midi[®], plus[®] and four[®] pumps have a delivery volume from 0.2 ml and a mean deviation of ± 0.04 ml. These results can only be achieved with original IMF disposables. For more information, please contact our sales department.

MediMix^{plus} MF 4060S

Technische Daten

Bezeichnung:	MF 4060S
Spritzenvolumen:	10ml, 20ml, 50ml
Max. Förderrate Kanal:	10ml-Spritze: 60ml/min 20ml-Spritze: 110ml/min 50ml-Spritze: 200ml/min
Eingabegenauigkeit:	0,1 ml-Schritte
Arbeitsbereich:	10ml-Spritze: 0,5-9999ml 20ml-Spritze: 1-9999ml 50ml-Spritze: 5-9999ml
Stromversorgung:	100-240 V, 50/60 Hz
Lärmemission:	kleiner als 70 dB(A)
Leistungsaufnahme:	max. 150 VA
Basis Modul BxTxH:	480 x 220 x 390 mm
Panel PC BxTxH:	275 x 220 x 45 mm
Gewicht:	13 kg / 2.6 Kg

MediMix^{plus} MF 4060S

Technical Data

Description:	MF 4060S,
Syringe volume:	10ml, 20ml, 50 ml
Max. Pumping rate :	10 ml-syringe: 60 ml/min 20 ml-syringe: 110 ml/min 50 ml-syringe: 200 ml/min
Input accuracy:	0.1 ml steps
Compounding range:	10 ml-syringe: 0.5-9999ml 20 ml-syringe: 1-9999ml 50 ml-syringe: 5-9999ml
Power supply:	100-240 V, 50/60 Hz
Noise emission:	less than 70 dB(A)
Power input:	Max. 150 VA
Basic Modul WxDxH:	480 x 220 x 390 mm
Panel PC WxDxH:	275 x 220 x 45 mm
Weight:	13 kg / 2.6 Kg